

GUIA DE PRODUTOS



walimed
SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS HOSPITALARES

(16) 99457-8835
atendimento.rp@walimed.com.br
www.walimed.com.br

Exufiber Ag+

Curativo estéril de não tecido fabricado em fibras de álcool polivinílico.



Exufiber® Ag+ com tecnologia Hydrolock® é um curativo estéril de não tecido, fabricado em fibras de álcool polivinílico altamente absorvente, com rápida ação antimicrobiana e proteção contra bactérias Gram positivas e Gram negativas.

Está comprovado que Exufiber Ag+ mata 99% dos fungos em 24 horas (estudo in vitro) e pode reduzir o odor.

Quando o Exufiber entra em contato com o exsudato da ferida, ela se transforma em um gel. O gel ajuda a suportar um ambiente úmido na cicatrização de feridas. E permanece uma peça inteira para que você possa removê-lo facilmente. O Exufiber possui alta capacidade de absorção e retenção reduzindo o risco de extravazamento e maceração.

Você pode usar Exufiber Ag+ para feridas de médio a alto exsudato.

Você poderá utilizar Exufiber em combinação com as coberturas de espuma de silicone com borda Mepilex® Border.

- Rápida ação antimicrobiana sustentado por até 7 dias (estudo in vitro), podendo ser deixado no leito da ferida dependendo da condição da pele ao redor, ou conforme indicado pela prática clínica aceita.
- Elimina uma gama de patógenos 99% dos fungos incluindo VRE, MRSA em 24h (estudo in vitro)
- Capacidade superior de retenção de fluídos mesmo sob pressão
- Permanece intacto para uma remoção limpa, fácil e de uma peça única.

Mefix

Fixação segura de coberturas, cateteres e tubos



Mefix® pode ser usado para fixar uma ampla variedade de coberturas e dispositivos na pele, incluindo cateteres e tubos. Mefix está pré-medido em intervalos de 10 cm e portanto pode ser cortado no formato e no tamanho que você precisa. O papel protetor também tem uma divisão perfurada a cada 10 cm para que você possa aplicar e removê-lo facilmente. Com um adesivo à base de água, é delicado para a pele, proporcionando uma fixação segura.

- O adesivo à base de água, isento de solventes, é delicado para a pele
- O papel protetor permite uma medição conveniente, ajudando a cortar
- O tecido flexível se adapta aos contornos do corpo, permitindo movimento
- Permeável ao ar e à água para prevenir a maceração da pele

Melgisorb Plus

Cobertura de alginato para feridas com moderado nível de exsudato



Melgisorb Plus pode ser usado para feridas com alto nível de exsudato. Durante a absorção, as fibras de alginato formam um suave gel que proporciona o meio ambiente úmido ótimo para a cicatrização. O gel pode ser retirado facilmente mediante irrigação com soro fisiológico.

Melgisorb Plus é suave, flexível, adaptável e pode ser recortado de acordo com a forma necessária. A cobertura Melgisorb Plus não provoca sensibilidade e é indicada no tratamento de uma ampla variedade de feridas.

Selecione entre as várias medidas para feridas superficiais ou feridas com cavidade.

- Excelente absorção para o tratamento de níveis altos de exsudato
- Retém exsudado, o que minimiza o risco de maceração
- Não adere ao leito da ferida nem à pele circundante
- Suave, confortável e adaptável

Mepilex

Cobertura de espuma adaptável para uma ampla variedade de feridas agudas e crônicas



A cobertura de espuma absorvente Mepilex® é mundialmente confiável no tratamento de uma ampla variedade de feridas crônicas e agudas. O produto é facilmente adaptável e absorvente, permitindo controlar eficazmente o exsudato da ferida.

Todas as coberturas Mepilex incluem Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Desse modo, você pode remover a cobertura facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes. Safetac também sela as bordas da ferida para proteger a pele de extravazamentos prejudiciais e maceração.

Mepilex oferece versatilidade graças a seus diversos tamanhos e formatos. E você pode cortar a cobertura para adaptar a uma necessidade específica como, por exemplo, quando tratar feridas em áreas articulares.

- Macia e adaptável para que você possa usá-la facilmente
- Menos dor durante as trocas de coberturas
- Sela a borda da ferida para evitar maceração
- Ajuda você a controlar eficazmente o exsudato

Mepilex Border

Cobertura autoaderente com cinco camadas para feridas crônicas e agudas



Mepilex® Border é uma cobertura de espuma com borda composta por camadas. Você pode usá-la para o tratamento de feridas crônicas e agudas. Além disso, está clinicamente comprovada para ajudar a prevenir as lesões por pressão.

A estrutura de cinco camadas inclui Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Safetac foi concebida para se moldar suavemente à pele de modo a não aderir na ferida úmida e assim você pode remover a cobertura facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes.

A camada de absorção atrai instantaneamente a umidade e o exsudato, protegendo a pele periferida da maceração. Depois, a camada de dispersão distribui o exsudato uniformemente por toda a superfície para melhorar a capacidade da cobertura de atuar por mais tempo. A camada de retenção absorve o exsudato e o armazena, de modo que as camadas mais próximas da ferida possam continuar absorvendo mais fluido. O filme auxiliar impede que a maioria das bactérias e vírus entrem na ferida e alcança uma maior perda de vapor de umidade do que outras coberturas comparáveis, o que contribui para sua capacidade impressionante de controlar os fluídos.

- As coberturas com Safetac minimizam a dor e o trauma durante as trocas de coberturas
- Cobertura para uma ampla variedade de feridas crônicas e agudas
- Comprovada para ajudar a prevenir as lesões por pressão
- Tem ótima capacidade de controle de fluídos, para um controle eficaz do exsudato com menos risco de maceração

Mepilex Border Ag

Cobertura de espuma com antimicrobiano para feridas com volume de exsudato médio a alto



A cobertura de espuma com prata Mepilex® Border Ag proporciona uma ação antimicrobiana rápida e sustentável para reduzir a biocarga na ferida. A estrutura polivalente significa que você pode usá-la para tratar feridas crônicas e agudas com volume de exsudato médio a alto como, por exemplo, úlceras de perna e de pé, lesões por pressão, feridas de origem maligna, queimaduras de espessura parcial, feridas traumáticas e cirúrgicas.

Mepilex Border Ag pode inativar importantes patógenos (bactérias e fungos) na ferida no período de 3 horas, como demonstrado in vitro. Um consenso internacional concluiu que a ação antimicrobiana está indicada para ajudar a reduzir biocargas em feridas infectadas. E atua como uma barreira antimicrobiana em feridas com alto risco de infecção ou reinfecção.

A estrutura de Mepilex Border Ag inclui Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes durante a troca de coberturas.

- Trocas de coberturas menos dolorosas
- Atividade antimicrobiana rápida e sustentável
- Retém um volume alto de fluido para um tratamento eficaz de feridas exsudativas
- Cobertura de espuma de prata multicamadas
- Para lesões por pressão e outras feridas crônicas e agudas

Mepilex Border Flex

Cobertura de espuma com borda de cinco camadas, com tecnologia Flex para máxima permanência



Mepilex® Border Flex com exclusiva tecnologia Flex é uma cobertura de cinco camadas que promove maior flexibilidade e conforto. Controla o exsudato contendo bactérias, de maneira mais eficaz do que outras coberturas de espuma. Foi projetada para tratar uma ampla variedade de feridas crônicas e agudas exsudativas como, por exemplo úlceras do pé diabético, úlceras vasculogênicas, lesões na pele e feridas traumáticas.

A tecnologia Flex permite estender 360 graus, graças aos cortes em Y de patente pendente em suas camadas de retenção e de distribuição. Essa cobertura se adapta ao corpo mesmo em locais de difícil aplicação e permanece onde for necessário por mais tempo em comparação com outras coberturas.

Tudo combinado, a estrutura com cinco camadas foi projetada para absorver, distribuir e reter o exsudato, contendo bactérias, fora do leito da ferida mesmo sob compressão.

- Exclusiva tecnologia Flex para maior capacidade de permanência e adaptabilidade
- Melhor controle do exsudato com propriedades de retenção de bactérias
- Camada de contato com a ferida Safetac para menos dor durante a troca de coberturas
- Aplicação fácil em três partes para um posicionamento mais exato e menos desperdícios
- Rastreie e registre o progresso do exsudato para uma melhor eficiência do uso da cobertura
- Permanece mais tempo no local do que outras coberturas de espuma – até 7 dias

Curativo “tudo-em-um” projetado para permanecer e se adaptar de maneira exclusiva

Mepilex Border Heel

Cobertura de espuma com cinco camadas para prevenir lesões por pressão e para o tratamento de feridas na região do calcâneo



A cobertura Mepilex® Border Heel é a única cobertura de espuma com cinco camadas para o calcâneo com comprovação para a prevenção de lesões por pressão quando usada com outros protocolos de prevenção normalizados.


A estrutura dessa cobertura também cria um ótimo ambiente de cicatrização durante o tratamento de feridas com volume de exsudato moderado a alto no calcâneo. Ela absorve e retém eficazmente o exsudato e equilibra a umidade, impedindo o risco de maceração.

A estrutura também inclui Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone minimizando a dor. Assim, o curativo é confortável e conformável para a anatomia do paciente você pode removê-lo facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes.

- Comprovado a eficácia para prevenir lesão por pressão - quando usado com outros protocolos de prevenção padrão
- Protege contra fatores extrínsecos que causam lesões por pressão: Pressão, cisalhamento, fricção e microclima
- Mepilex Border com tecnologia Safetac minimiza a dor durante as trocas de coberturas
- Excelente capacidade de controle e retenção de fluídos
- Reduz o risco de maceração

Mepilex Border Post-Op

Cobertura pós-operatória flexível para mobilidade do paciente



A cobertura Mepilex® Border Post-Op é extra-adaptável e fácil de usar em feridas cirúrgicas, cortes e abrasões. A cobertura é autoaderente, graças a Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Ela foi desenvolvida para se moldar suavemente à pele de modo a não aderir na ferida úmida. Desse modo, você pode remover a cobertura facilmente sem danificar a pele.

A almofada absorvente possui tecnologia Flex para flexibilidade extra, ideal para articulações como, por exemplo, quadris e joelhos e assim apoiar a mobilidade precoce do paciente. A estrutura é altamente absorvente, para reduzir a frequência de troca de coberturas.

- Ajuda a reduzir o risco de infecções de sítio cirúrgico
- Apoia a mobilização precoce do paciente
- Pode reduzir os custos relacionados a coberturas
- Menos dor durante a troca de coberturas
- Não adere na ferida

Mepilex Border Sacrum

Cobertura de espuma com cinco camadas para prevenir lesões por pressão e para o tratamento de feridas na região sacral



A cobertura Mepilex® Border Sacrum é a única cobertura de espuma com cinco camadas com a tecnologia Deep Defense, comprovada para a prevenção de lesão por pressão quando usada com outros protocolos de prevenção padrão.

A estrutura também cria um ótimo ambiente de cicatrização durante o tratamento de feridas com volume de exsudato moderado a alto na área sacral. Ela absorve e retém eficazmente o exsudato equilibrando a umidade de maneira adequada evitando o risco de maceração.

O design aprimorado ainda inclui a Safetac®, a camada de contato com adesão de silicone. Portanto, o curativo é conformável e confortável, se molda de acordo com a anatomia do paciente você pode removê-lo facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes.

- Comprovada eficácia na prevenção de lesões por pressão (até 88%) quando usada com outros protocolos de prevenção padronizados
- Protege contra fatores extrínsecos que causam lesões por pressão: Pressão, cisalhamento, fricção e microclima
- Mepilex® Border com tecnologia Safetac minimiza a dor durante as trocas de coberturas. Mepilex Border Sacrum incorpora a mesma tecnologia Safetac
- Excelente capacidade de controle de retenção e fluído
- Reduz o risco de maceração

Mepilex Border Sacrum Ag

Cobertura de espuma para feridas com volume de exsudato médio a alto



A cobertura de espuma antimicrobiana Mepilex® Border Sacrum Ag foi projetada para feridas na região sacral com volume de exsudato médio a alto para reduzir a biocarga na ferida.

Mepilex Border Sacrum Ag provou inativar importantes patógenos, bactérias e fungos, na ferida no período de três horas, como demonstrado in vitro. Um consenso internacional concluiu que a ação antimicrobiana está indicada para ajudar a reduzir biocargas em feridas infectadas. E atua como uma barreira antimicrobiana em feridas com alto risco de infecção ou reinfecção.

Mepilex Border Sacrum Ag adere suavemente com Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Para que seus pacientes experimentem menos dor durante a troca de coberturas.

- Trocas de coberturas menos dolorosas
- Atividade antimicrobiana rápida e sustentável
- Retém um volume alto de fluido para um tratamento eficaz de feridas exsudativas
- Cobertura de espuma para lesões na região sacral

Mepilex Heel

Cobertura de espuma adaptável para feridas crônicas e agudas no calcanhar



Mepilex® Heel é uma cobertura de espuma modelada, projetada para feridas no calcanhar.

Mepilex Heel minimiza a dor e os danos na ferida ou na pele durante a troca de cobertura.

A elevada absorção de Mepilex Heel permite controlar eficazmente o exsudato da ferida e a sua adaptabilidade permite ajustá-la de maneira fácil e confortável ao calcanhar .

- Minimiza a dor durante as trocas de coberturas
- Minimiza o risco de maceração
- Controla eficazmente o exsudato
- Modelada especialmente para o calcanhar

Mepilex Lite

Cobertura de espuma fina para o tratamento de feridas crônicas e agudas com volume de exsudato baixo



A cobertura de espuma Mepilex® Lite foi projetada para ajudar a tratar feridas crônicas e agudas com volume de exsudato baixo. Esse perfil fino é suave e adaptável, para facilitar a utilização em áreas do corpo de difícil aplicação. E você poderá cortá-la no tamanho desejado.

Foi demonstrado que o curativo Mepilex Lite protege a pele frágil de forças externas, como fricção e pressão resultante da utilização frequente de dispositivos médicos

A estrutura inclui Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Nós a desenvolvemos para que pudesse se moldar suavemente à pele de modo a não aderir na ferida úmida e assim sere removido facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes. Além disso, sela as bordas da ferida para proteger a pele de extravazamentos prejudiciais e maceração. Mepilex Lite foi clinicamente comprovada na redução significativa da gravidade de reações cutâneas do tratamento radioterápico.

- Menos dor durante as trocas de coberturas
- Estrutura suave e adaptável, para fácil aplicação
- Minimiza o risco de maceração
- Pode ser facilmente cortada no tamanho, oferecendo versatilidade
- Clinicamente comprovado no tratamento ou prevenção de reações da pele induzidas por radioterapia

Mepilex Transfer

Camada de espuma de contato primário com a ferida para transferência de exsudato para uma cobertura secundária





Mepilex® Transfer é um curativo de transferência de exsudado de silicone macio destinado a uma ampla variedade de feridas com exsudação. Também pode ser usado como proteção da pele comprometida e / ou frágil. O Mepilex Transfer transfere de forma eficiente o exsudado para longe da ferida, minimizando assim o risco de maceração. Ele mantém um ambiente úmido na ferida em combinação com um curativo secundário apropriado.

Nosso curativo Mepilex Transfer é macio, fino e altamente adaptável, portanto conveniente até mesmo para feridas e áreas estranhas ou difíceis de curar. Ele se molda suavemente à pele sem aderir à ferida úmida, graças ao SafetaC®.

- Minimiza dor e trauma nas mudanças de curativo
- Conveniente e conformável mesmo para feridas e áreas de difícil aplicação
- Pode ser cortado para se adequar a várias formas de ferida e locais de difícil aplicação
- Transferências eficientes exsudam para longe da ferida minimizando assim o risco de maceração
- Promove o conforto do paciente – é fino e confortável de usar
- Bem adequado para ser usado sob ataduras de compressão
- Baixo potencial para irritação da pele e alergia
- Pode ser deixado no lugar durante a radioterapia usando faixas de energia comumente aplicadas e doses de pele absorvidas
- Pode ser usado durante a imagem convencional de raios-X, tomografia computadorizada (MRI) (TC) e ressonância magnética (RM)

Mepilex Transfer Ag

Cobertura de espuma de transferência de exsudato com antimicrobiano para queimaduras e feridas exsudativas



Mepilex® Transfer Ag é uma camada de transferência de exsudato com antimicrobiano, projetada para transferir o exsudato para uma cobertura secundária. Você pode usá-la para o tratamento de queimaduras exsudativas e feridas crônicas e agudas exsudativas.

A ação antimicrobiana reduz a biocarga na ferida. Mepilex Transfer Ag provou inativar importantes patógenos (bactérias e fungos) na ferida no período de 30 minutos, até 14 dias, como demonstrado in vitro. Um consenso internacional concluiu que a ação antimicrobiana está indicada para ajudar a reduzir biocargas em feridas infectadas. E atua como uma barreira antimicrobiana em feridas com alto risco de infecção ou reinfecção.

Mepilex Transfer Ag adere suavemente com Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Para que seus pacientes experimentem menos dor durante a troca de coberturas.

- Trocas de coberturas menos dolorosas
- Atividade antimicrobiana rápida e sustentável
- Projetada para feridas exsudativas e queimaduras de espessura parcial
- Fácil de aplicar em feridas de difícil aplicação
- Pode ser cortada para se ajustar aos diferentes formatos

Mapitac

Fixação segura e suave com Safetac para pele frágil ou sensível



Mepitac® pode ser usado para fixar uma ampla variedade de dispositivos médicos em uma pele frágil e sensível, como por exemplo, drenos, tubos, sondas, eletrodos, cânulas intravenosas e coberturas.

Com tecnologia Safetac®, Mepitac foi especialmente projetado para minimizar a dor e trauma no momento em que é aplicado e removido. É adequado a neonatos, pacientes em diálise e outros pacientes que precisem aplicar repetidamente fitas de fixação sobre a mesma área.

- É delicada para a pele quando é aplicado e removido
- Facilmente adaptável aos contornos do corpo
- Impermeável à água para que o paciente possa ter uma vida o mais normal possível
- Permeável ao ar para prevenir a maceração da pele
- Não deixa resíduos na pele após ser removida

Mepitel

Camada de contato dupla face com remoção gentil



Mepitel® consiste de uma camada de contato suave de dupla face, com Safetac®, a camada de silicone que diminui a dor. Ela foi criada para se moldar delicadamente à pele sem colar à parte úmida da ferida e assim permite remover a cobertura facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes.

Safetac protege também o tecido novo e a pele intacta e portanto, as feridas permanecem ilesas, permitindo uma cicatrização natural e mais rápida. Além disso, sela as bordas da ferida para proteger a pele de vazamentos prejudiciais e maceração.

O aspeto perfurado permite que o exsudato passe para uma segunda cobertura absorvente. E você pode deixar no local, facilitando tratamentos tópicos. A integridade da cobertura reduz a necessidade de trocas com frequência e permite trocar a cobertura secundária sem afetar a cicatrização.

- Cicatrização com menos trocas e pode permanecer no local até 14 dias
- O produto Mepitel é clinicamente comprovado, cicatrizando queimaduras mais rápido e com menos dor e menos custos, em comparação com sulfadiazina de prata
- Não deixa resíduos e mantém suas qualidades funcionais ao longo do tempo
- Boa transparência, portanto, você pode avaliar o progresso da cicatrização sem remover a camada de contato

Mepitel Film

Cobertura transparente desenvolvida para proteger a pele frágil e sensível.



A cobertura Mepitel® Film foi desenvolvida para proteger a pele frágil e sensível, além de minimizar o risco de rompimento da pele. Você poderá usar esta cobertura suave e permeável como única cobertura ou em combinação com outros produtos.

Mepitel Film é extremamente adaptável e se ajusta bem às irregularidades da superfície e diferentes contornos do corpo. Proporciona uma cobertura transparente flexível para proteger a pele ou a ferida de contaminação microbiana, do extravazamento de fluido ou de outro tipo de contaminação externa.

A cobertura Mepitel Film pode ser usada como superfície de base para colar fitas agressivas, permitindo que dispositivos sejam fixados na pele do paciente sem causar danos ou dor na remoção.

Também é possível usar a cobertura Mepitel Film para reduzir de forma significativa os danos à pele induzidos por radioterapia após o tratamento radioterápico do câncer da mama. Em um estudo controlado randomizado recente, a severidade da reação da pele foi reduzida em mais de 90%.

- Protege a pele frágil e sensível
- Minimiza o risco de rompimento da pele
- Transparente para fácil inspeção
- Facilmente adaptável aos diferentes contornos do corpo

Mepitel One

Camada de contato unilateral que permite observação sem retirar a cobertura



Mepitel® One consiste de uma camada suave, unilateral, de contato com a ferida com Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor. Nós a desenvolvemos para que pudesse se moldar suavemente à pele de modo a não aderir na ferida úmida e assim remover a cobertura facilmente sem danificar a pele. Isso significa menos sofrimento para seus pacientes.

Safetac protege também o tecido novo e a pele intacta, e portanto as feridas permanecem ilesas, permitindo uma cicatrização natural e mais rápida. Além disso, sela as bordas da ferida para proteger a pele de extravazamentos prejudiciais e maceração.

Mepitel One possui uma construção perfurada que permite que o exsudato passe para uma segunda cobertura absorvente. Ela permite a execução fácil de tratamentos tópicos. E permite trocas de coberturas secundárias sem prejudicar a cicatrização.

Mepitel One tem um lado adesivo, por isso é mais fácil de utilizar. Além disso, é transparente, portanto, você pode avaliar o progresso da cicatrização sem remover a camada de contato.

- Cicatrização com menos trocas e pode permanecer no local por até 14 dias
- Tecnologia Safetac que minimiza o risco de danos à pele e a dor do paciente
- Econômica
- Adequada para uma ampla variedade de indicações

Mepore

Uma cobertura absorvente e permeável, para feridas com exsudato baixo a moderado




Mepore® é uma cobertura absorvente, permeável e autodesiva para uma ampla variedade de feridas com volume de baixa a moderada exudação, como é o caso de feridas cirúrgicas, cortes e abrasões. A cobertura fixa suavemente e de maneira segura à pele por meio de um adesivo à base de água, favorável para a pele e é permeável a fim de prevenir a maceração.

- O adesivo à base de água, isento de solventes, proporciona uma fixação suave
- A camada de contato com a ferida tem baixa aderência
- É permeável para prevenir a maceração e ajudar a manter o ambiente da ferida hidratado
- O papel protetor de fácil remoção também é asséptico
- O tecido é adaptável e flexível para permitir a movimentação corporal

Mepore Film

Uma cobertura de fixação permeável que permite monitorar a área da ferida.



Mepore® Film é uma cobertura em filme autoadesivo, ideal como cobertura secundária de fixação. Você poderá usá-la também para uma ampla variedade de feridas limpas na fase de granulação.

Mepore Film é permeável para prevenir a maceração e foi desenvolvido para ser facilmente utilizada, mesmo quando você está usando luvas. Porque é transparente, é fácil de observar a área ao redor da ferida.

- É permeável para prevenir a maceração e ajudar a manter o ambiente da ferida hidratado
- O papel protetor é facilmente removível e é também asséptico
- O adesivo à base de água, isento de solventes, proporciona uma fixação suave
- Barreira viral e bacteriana
- O tecido é adaptável e flexível para permitir a movimentação corporal

Mesalt

Mesalt promove a limpeza de feridas altamente exsudativas ou infectadas



Mesalt® estimula o desbridamento de feridas e absorve o exsudato, bactérias e material necrótico. Isso facilita eficazmente o processo de cicatrização da ferida.

- Para feridas com volume de exsudato médio a alto
- Estimula a limpeza e o desbridamento da ferida
- Reduz a carga bacteriana na ferida a fim de tratar a infecção
- Fácil de usar
- Cria um efeito osmótico e ambiente hipertônico na ferida.

Tubifast

Uma bandagem tubular de alta qualidade para os pacientes terem completa liberdade de movimento



Tubifast® consiste de uma malha tubular elástica leve com estiramento bidirecional: radial e longitudinal. É ideal para a fixação de coberturas e como cobertura da pele em qualquer parte do corpo. A Malha também pode ser usada como atadura. O seu uso é fácil e rápido, com menos risco de desfiar em comparação com as malhas tubulares tradicionais.

- Malha tubular elástica e leve
- Estiramento radial e longitudinal para fixação em qualquer parte do corpo
- O seu uso é fácil e rápido, com reduzido risco de desfiar
- Fixa firmemente as coberturas, sem constrição nem compressão
- Fácil de usar
- Contrução leve e aberta de malha para circulação de ar para a pele
- Não irritante à pele
- Sem látex
- Reutilizável após a lavagem
- Disponível em uma variedade de tamanhos diferentes

Mepilex Ag

Cobertura de espuma com antimicrobiano para queimaduras e feridas com níveis baixo a médio exsudato.



Mepilex® Ag é nossa versátil cobertura de espuma com antimicrobiano, para quando você precisar de uma ação para reduzir a biocarga na ferida. Ela foi concebida para queimaduras, feridas como úlceras de perna e de pé e lesões por pressão.

Essa cobertura de espuma com prata pode inativar importantes patógenos (bactérias e fungos) na ferida no período de 30 minutos, como demonstrado in vitro. Um consenso internacional concluiu que a ação antimicrobiana está indicada para ajudar a reduzir biocargas em feridas infectadas. E atua como uma barreira antimicrobiana em feridas com alto risco de infecção ou reinfecção.

Mepilex Ag adere suavemente com Safetac®, a camada de contato com adesivo de silicone que minimiza a dor durante a troca de coberturas

- Trocas de coberturas menos dolorosas
- Atividade antimicrobiana rápida e sustentável
- Clinicamente comprovada em estudos de comparação com respeito ao menor tempo de cicatrização em pacientes com queimadura de espessura parcial
- Clinicamente comprovado com respeito à redução dos custos dos pacientes com queimadura de espessura parcial
- Clinicamente comprovado com respeito à redução da dor e da ansiedade de pacientes com queimadura de espessura parcial